

コード No. 28028

**Smad2C (Ser 465/467 Phosphorylated) Antigen Peptide**

容量 : 100 µg

ペプチド部分 : Smad2C リン酸化 (Ser 465/467)を含む部分合成ペプチド

性状 : 1 % BSA, 0.05 % NaN<sub>3</sub> 含有 PBS 1.0 mL に溶解したものを凍結乾燥

再生方法 : 精製水 1.0 mL 添加 (この時濃度は 100 µg/mL となります)

分子量 : 1240.3

用途 : 抗体吸収用

保存方法 : 2 ~ 8 °C 保存  
溶解後 -20 °C

使用方法 : 抗体 100 µg に対して 16.5 µg を混合 (モル濃度比 1: 20)